



Le ION 3.4 e 4.3 sono lenti in cristallo innovative semplici da usare e comode da maneggiare. Sono costituite da un Display AMOLED che offre una immagine nitida, luminosa e dai colori vividi e hanno un ampio angolo di visione

### **SPECIFICHE TECNICHE**

Dimensioni dello schermo	Ione 4.3: 4,3" risoluzione 480 x 272 Ione 3.4: 3.4" risoluzione 480 x 272 3MP sensore CMOS l'output video RGB565 a 30 fps.
Livelli di ingrandimento	Ione 4,3"x 3.5 - 8 x * e x7.4 - x 14 **
Livelli di ingrandimento	Ione 3.4 "x 3 - 6 x * e x 5 - x 9.5* *
Batteria al litio integrata	2,5 ore di utilizzo in modalità full colour

Dimensione griglia x-y regolabile

Connettore micro USB - caricabatterie

Movimento intelligente basato alimentazione auto fuori

Capovolgibile conveniente fuori stand per facilità di funzionamento

Profondità di campo = 3,5 cm

Luci al LED regolabili in intensità

Funzione immagine Freeze.

Avvio dell'unità in meno di 2 secondi

Peso Ion 4.3 = 200 g.

Ione 3.4 = 170 g